


EXACTECH|HIP



BILOX[®] delta

Next Generation of Ceramics



BIOLOX® delta

BIOLOX® deltaはアルミナにジルコニアを添加することにより材料の強度、亀裂の発生および伝播を防止する特性が高くなっています。

BIOLOX® OPTION

従来は使用できなかった人工股関節の再置換症例においてもチタンスリーブを併用することにより低摩耗のセラミックヘッドを使用することが可能です。

品名	カタログ番号	外径 (mm)	サイズ (mm)
イグザクテック デルタヘッド	170-28-93	28	-3.5
	170-28-00		+0
	170-28-03		+3.5
	170-32-93	32	-3.5
	170-32-00		+0
	170-32-03		+3.5
	170-32-07		+7.0
	170-36-93	36	-3.5
	170-36-00		+0
	170-36-03		+3.5
	170-36-07		+7.0
	170-40-93	40	-3.5
170-40-00	+0		
170-40-03	+3.5		
170-40-07	+7.0		
イグザクテック デルタオプション ヘッド	170-28-50	28	
	170-32-50	32	
	170-36-50	36	
	170-40-50	40	
アダプタ	170-50-93		-3.5
	170-50-00		+0
	170-50-03		+3.5
	170-50-07		+7.0

イグザクテック デルタオプションヘッド 組み立て方法



適切なサイズのアダプタを選択し安定した平面に置きます



徒手的に押し込み設置します



販売名 イグザクテック デルタ セラミックヘッド
承認番号 22900BZX00202000

Exactech®
Surgeon focused. Patient driven.™

製造販売元

イグザクテック株式会社

〒103-0027

東京都中央区日本橋3-15-2 鹿児島ビル8F

Tel: 03-6262-0880 Fax: 03-6262-0820