

EXACTECH|HIP

Primary Femoral Solutions



ALTEON[®]

Tapered Wedge Femoral Stem

Alteon® Tapered Wedge ステムは大腿骨髓腔の内外側で皮質骨に接することにより、高い回旋抵抗力が得られるデザインとなっています



Intuitive: 様々な髓腔形状 (Dorr A,B,C) において固定が得られるよう最適化されたステム形状¹

Stable: ラテラルフレアを有し、内外側で近位大腿骨に接するデザインにより、荷重を均一に分散させ高い初期固定を得ます²

Versatile: 4段階にグループ化されたネック長とオフセットは、モジュラーネックを使用せずとも適切に患者様の解剖学的構造を再現します

OPERATIVE TECHNIQUE HIGHLIGHTS

すべてのアプローチに対応可能となります



ブローチング



トライアル



大腿骨ステムの設置

REFERENCES

1. **Data on File at Exactech.** TR-2013-039. Wedge Femoral Stem Template Study Report.
2. **Leali A, Fetto J, Insler H, Elfenbein D.** The effect of a lateral flare feature on implant stability. *Int. Orthop.* 2002;26(3):166-9.

SCOPE

ステムサイズ	スタンダード オフセット	エクステンデッド オフセット
1	188-00-01	188-01-01
2	188-00-02	188-01-02
3	188-00-03	188-01-03
4	188-00-04	188-01-04
5	188-00-05	188-01-05
6	188-00-06	188-01-06
7	188-00-07	188-01-07
8	188-00-08	188-01-08
9	188-00-09	188-01-09
10	188-00-10	188-01-10
11	188-00-11	188-01-11
12	188-00-12	188-01-12
13	188-00-13	188-01-13
14	188-00-14	188-01-14
15	188-00-15	188-01-15

販売名 Alteon Tapered Wedge ステム
承認番号 22900BZX00089000

Exactech®
Surgeon focused. Patient driven.™

製造発売元

イグザクテック株式会社

〒103-0027

東京都中央区日本橋3-15-2 鹿児島ビル8F

Tel: 03-6262-0880 Fax: 03-6262-0820